

stax



Mjerni list prikazuje 8 veličina odnosno nekoliko oblika prsta .

Prije svega potrebno je ispisati ovaj mjerni list, i uvjeriti se da dokument pravilno ispisan, odnosno uvjerite se da je 20 cm na mjernom listu ista dužina i na Vašem priručnom metru. Sve to možete napraviti bez ispisa, ukoliko mjerni list otvorite na tabletu uz prikaz veličine od 100% (moguće je odstupanje prikaza 1 %).

Na ekranu također možete provjeriti mjere metrom.

Na slici je prikazan odabir prema veličini prsta za ortozu vel. 4. Prst mora prekrivati isprekidanu liniju kada ga lagano oslonite na mjerni list. Ukoliko na nekom mjestu prst dira punu liniju potrebno je odabrati za jedan broj veću ortozu.

